

アミディア

Amidia ナノ ダイヤモンドナイフ

Nano Diamond Knives








ウルトラ シャープシリーズ
超極薄100 μ m (0.1mm)



アルミハンドル

- ・刃の厚み：0.1mm（従来0.15mm）
- ・ハンドルはアルミニウム製でアルマイト処理済です。（全長117mm）








(税込)	1本 ¥74,800-
税抜価格	1本 ¥68,000-

	MODEL	商品名	幅(W)	長さ(L)	厚み(T)	角度(A)
ストレートタイプ 						
	A-nano-SC1000	ストレートSC1000	1.0 mm	3.5 mm	0.1mm	45°
	A-nano-SC1100	ストレートSC1100	1.0 mm	3.5 mm	0.1mm	30°
	A-nano-SC1200	ストレートSC1200	1.0 mm	3.5 mm	0.1mm	(A) 30° (A1) 30°
アングルタイプ 						
	A-nano-SC1000A	ストレートSC1000A	1.0 mm	3.5 mm	0.1mm	45°
	A-nano-SC1100A	ストレートSC1100A	1.0 mm	3.5 mm	0.1mm	30°
	A-nano-SC1127A	クリアコーニアSC1127A	2.2 mm	4.0 mm	0.1mm	70°
	A-nano-SC1129A	クリアコーニアSC1129A	2.4 mm			
	A-nano-SC1130A	クリアコーニアSC1130A	2.5 mm			
	A-nano-SC1131A	クリアコーニアSC1131A	2.6 mm			
	A-nano-SC1132A	クリアコーニアSC1132A	2.65 mm			
	A-nano-SC1132-01A	クリアコーニアSC1132-01A	2.75 mm			
	A-nano-SC1133A	クリアコーニアSC1133A	2.8 mm			
	A-nano-SC1135A	クリアコーニアSC1135A	3.0 mm			
	A-nano-SC1306A	ラウンドナイフSC1306A	2.0 mm	4.0 mm	0.1mm	-

チタンハンドル

・ハンドルはチタン製です。

(税込)	1 本 入¥94,600
税抜価格	1 本 入¥86,000

	MODEL	商品名	幅(W)	長さ(L)	厚み(T)	角度(A)
ストレートタイプ						
	A-nano-ST1000	ストレートST1000	1.0mm	3.5mm	0.1mm	45°
	A-nano-ST1100	ストレートST1100	1.0mm	3.5mm	0.1mm	30°
	A-nano-ST1200	ストレートST1200	1.0mm	3.5mm	0.1mm	45°/30°
アングルタイプ						
	A-nano-ST1000A	ストレートST1000A	1.0mm	3.5mm	0.1mm	45°
	A-nano-ST1100A	ストレートST1100A	1.0mm	3.5mm	0.1mm	30°
	A-nano-ST1127A	クリアコーニアST1127A	2.2mm	4.0mm	0.1mm	70°
	A-nano-ST1129A	クリアコーニアST1129A	2.4mm			
	A-nano-ST1130A	クリアコーニアST1130A	2.5mm			
	A-nano-ST1131A	クリアコーニアST1131A	2.6mm			
	A-nano-ST1132A	クリアコーニアST1132A	2.65mm			
	A-nano-ST1132-01A	クリアコーニアST1132-01A	2.75mm			
	A-nano-ST1133A	クリアコーニアST1133A	2.8mm			
	A-nano-ST1135A	クリアコーニアST1135A	3.0mm			
	A-nano-ST1306A	ラウンドナイフST1306A	2.0mm	4.0mm	0.1mm	-

特長(ナノ ダイヤモンドナイフ)

- ・ クリアコーニア 又は サイドポート用ダイヤモンドナイフ
- ・ 再研磨は出来ませんが、刃先交換は可能です。
通常のダイヤモンドナイフ同様、繰り返し使用可能
- ・ オートクレーブ滅菌可能（刃を収納した状態で134℃、18分間）
- ・ 超音波洗浄装置での洗浄は刃折れの原因になるので行わないでください。
- ・ 製品は全て未滅菌です。使用前に必ず滅菌してください。

amidia

