


ナビゲーター ダイヤモンドナイフ



- 角膜輪部、強角膜及び一面切開用に特に設計
 - 角膜輪郭に平行な切開創になるようナイフに工夫が施されています。
- これまで谷型になりがちな切開創も、容易に直線切開を行うことができます。




※ブレード形状は各モデル共通です。

MODEL	B	L	D	A
ME-272	2.5mm	4.0mm	0.2mm	80°
ME-274	2.8mm	4.0mm	0.2mm	80°
ME-275	3.0mm	4.0mm	0.2mm	80°

ミニナビゲーター ダイヤモンドナイフ

- 角膜小切開用に特別設計

※ブレード形状は各モデル共通です。



MODEL	B	L	D	A
ME-750	1.3mm	4.0mm	0.2mm	80°
ME-751	1.4mm	4.0mm	0.2mm	80°
ME-752	1.5mm	4.0mm	0.2mm	80°
ME-753	1.6mm	4.0mm	0.2mm	80°
ME-754	1.7mm	4.0mm	0.2mm	80°
ME-755	1.8mm	4.0mm	0.2mm	80°
ME-756	1.9mm	4.0mm	0.2mm	80°
ME-757	2.0mm	4.0mm	0.2mm	80°

※改良のため仕様および外観は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

業許可番号：13B1X00268
届出番号：13B1X00268000090




株式会社 キーラー・アンド・ワイナー
www.keeler-yna.co.jp
〒113-0033
東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル
TEL:03-3815-7787 FAX:03-5802-5931
e-mail:eigyoku-bu@keeler-yna.co.jp

ご用命は…



Swiss Diamond Technology



総合カタログ別冊

アントンマイヤー ダイヤモンドナイフ


- 全モデル、ハンドルはチタン製です。
- ブラックダイヤモンド及びダイヤモンドコートブレードと比較しても切れ味が持続します。
- ブレード研磨・交換を行うことで永年に渡ってお使いいただけるため、経済的です。



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

サイドポートダイヤモンドナイフ



- 角膜サイドポート作成用に特に設計
- 切開幅が小さいのでフェコ中のサイドポートからの液漏洩を回避



ME-605	B	B1	L	S	D	A
	0.80mm	0.40mm	2.50mm	0.50mm	0.20mm	40°
ME-610	B	L	S	D	A	
	1.00mm	2.50mm	0.85mm	0.20mm	60°	

ミニ フェコ ダイヤモンドナイフ

- 角膜小切開用に特別設計





※ブレード形状は各モデル共通です。


MODEL	B1	B	L	D	A
ME-770	0.9mm	1.2mm	4.0mm	0.2mm	90°
ME-771	1.0mm	1.3mm	4.0mm	0.2mm	90°
ME-772	1.1mm	1.4mm	4.0mm	0.2mm	90°
ME-773	1.3mm	1.6mm	4.0mm	0.2mm	90°
ME-774	1.5mm	1.8mm	4.0mm	0.2mm	90°
ME-775	1.8mm	2.1mm	4.0mm	0.2mm	90°

ペッツォーラ シザーズナイフ

- 強膜切除及びヴィスコカナロストミー用ナイフ



B	B1	D	A
1.90mm	1.00mm	0.20mm	45°




マルチファンクション ダイヤモンドナイフ

- フェコ及び強膜切除術のあらゆるステップを単純化するために設計されました。
- 切開の正しい深さをあらかじめ選択することができます。
- さらに、ブレードの特殊な形状及び幅によって、微細なサイドポート作成ができます。



1mm幅、8小面のブレード
フットプレートには、
切開の幅を確認するた
めの目盛りが刻まれて
います。



あらかじめ選択できる切開深さ

0.15mm
0.20mm
0.25mm
0.30mm
0.37mm
0.50mm
4.5mm

ME-310-P10

