


# ANTON MEYER DIAMOND KNIVES


アントンマイヤーダイヤモンドナイフ

# アングルシャフトナイフ




## ラウンド・クレセントタイプ


ノースティッチ(無縫合)鞏膜隧道腔術用にデザインされた、ラウンド刃先を持つダイヤモンドナイフです。



サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-280	2.50	3.50	0.20		2.00




サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-284	1.50	4.00	0.20		
ME-285	2.00	々	々		



サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-281	2.50	3.50	0.20		1.00

## キーラー・アンド・ワイナーオリジナルダイヤモンドナイフ


- キーラー・アンド・ワイナーのデザインしたナイフをスイス・アントンマイヤー社が作成したオリジナルのダイヤモンドナイフです。
- 白内障手術時の3mm切開をスムーズに作成しIOL挿入時の創口拡大に非常に適したナイフです。
- ブレード部の多角化を実現し、スムーズな角膜の切開手術が可能となりました。



サイズ オーダーNo.	B	B1	L	D	A
ME-235A	3.00	2.80	4.00	0.20	90°

## クリアーコーニア(シャープサイド)タイプ

〈クリアーコーニア〉テクニック用に特別にデザインされた、これらのダイヤモンドナイフには、4mm(C・C-4)又は、5mm(C・C-5、C・C-T)の鋭利なサイドカットエッジが付いています。



# アングルシャフトナイフ




## フェコタイプ


### ダイヤモンドナイフは高くつきますか？

厳密に製作された、Meycoのダイヤモンドナイフなら決して無駄にはなりません。  
 全てのMeycoダイヤモンドナイフのハンドル部分は一度、お買い求めになるだけです。損傷した刃先あるいは、すり減った刃はそのハンドルを生かしたままで刃の交換又は再研磨ができます。

### KE-A-DL



### KE-A-L




サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-202	2.40	4.00	0.20	70°	1.70
ME-203	2.50	〃	〃	〃	1.75
ME-205	2.65	〃	〃	〃	1.85
ME-206	2.75	〃	〃	〃	1.90
ME-207	2.85	〃	〃	〃	2.00
ME-208	3.00	〃	〃	〃	2.10
ME-209	3.10	〃	〃	〃	2.20
ME-210	3.20	〃	〃	〃	2.25
ME-212	3.50	〃	〃	〃	2.50

サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-213	2.40	4.00	0.20	70°	1.70
ME-214	2.50	〃	〃	〃	1.75
ME-215	2.65	〃	〃	〃	1.85
ME-216	2.80	〃	〃	〃	2.00
ME-217	2.85	〃	〃	〃	2.00
ME-218	3.00	〃	〃	〃	2.20
ME-219	3.10	〃	〃	〃	2.20
ME-220	3.20	〃	〃	〃	2.30


ME-212は特別幅の3.50mmです。

### C・C-4




サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-230	2.40	4.00	0.20	90°	1.20
ME-231	2.50	〃	〃	〃	1.25
ME-232	2.65	〃	〃	〃	1.30
ME-233	2.80	〃	〃	〃	1.40
ME-234	2.85	〃	〃	〃	1.40
ME-235	3.00	〃	〃	〃	1.50
ME-236	3.10	〃	〃	〃	1.55
ME-237	3.20	〃	〃	〃	1.60

### C・C-5




サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-240	2.40	5.00	0.20	90°	1.20
ME-241	2.50	〃	〃	〃	1.25
ME-242	2.65	〃	〃	〃	1.30
ME-243	2.80	〃	〃	〃	1.40
ME-244	2.85	〃	〃	〃	1.40
ME-245	3.00	〃	〃	〃	1.50
ME-246	3.10	〃	〃	〃	1.55
ME-247	3.20	〃	〃	〃	1.60

### C・C-



サイズ オーダーNo.	B	B1	L	D	A	A1	S
ME-250	2.40	0.30	4.00	0.20	90°	130°	1.10
ME-251	2.50	〃	〃	〃	〃	〃	1.15
ME-252	2.65	〃	〃	〃	〃	〃	1.25
ME-254	2.80	〃	〃	〃	〃	〃	1.35
ME-256	3.00	〃	〃	〃	〃	〃	1.45
ME-258	3.20	〃	〃	〃	〃	〃	1.55

### C・C-T



サイズ オーダーNo.	B	B1	L	D	A	S
ME-260	2.80	3.10	5.00	0.20	83°	1.60
ME-261	3.00	3.30	〃	〃	88°	〃
ME-262	3.20	3.50	〃	〃	92°	〃

# ワンタッチハンドルナイフ



白内障手術用ワンタッチ型ダイヤモンドナイフには、Meyco独特のプレス・メカが採用されており、メカ部分は全てチタンとステンレススチール製、高精度のCNC工作機で製作されています。

## ウルトラファインタイプ

M-M						M-L						M-DL						M-DS					
サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S	サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S	サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S	サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-105	1.00	3.50	0.20	45°	1.00	ME-111	1.00	3.50	0.20	40°	1.30	ME-121	1.00	3.50	0.20	60°	0.80	ME-131	1.00	3.50	0.20		0.80
ME-106	1.00	"	"	30°	1.70	ME-113	0.80	"	"	"	1.00	ME-123	0.80	"	"	"	0.60						
ME-107	1.00	"	"	20°	1.00																		
ME-109	0.80	"	"	45°	0.80																		

## スタンダードタイプ

M						L						DL						DS					
サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S	サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S	サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S	サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-100	1.50	3.50	0.20	45°	1.50	ME-110	1.50	3.50	0.20	40°	2.00	ME-120	1.50	3.50	0.20	60°	1.30	ME-130	1.50	3.50	0.20		1.30
ME-102	"	"	"	30°	2.60																		

# ワンタッチハンドルナイフ






## ラウンドタイプ

R

RB

HR-S




サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-140	2.50	3.50	0.20		2.00

サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-141	2.50	3.50	0.20	1.00	

サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-146	1.80	3.50	0.20		2.50

## フェコタイプ


A-DL



サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-148	2.40	4.00	0.20	70°	1.70
ME-149	2.50	"	"	"	1.75
ME-150	2.65	"	"	"	1.85
ME-151	2.85	"	"	"	2.00
ME-152	3.00	"	"	"	2.10
ME-153	3.10	"	"	"	2.20
ME-154	3.20	"	"	"	2.25

## レチナタイプ

M-RETINA



サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-502	0.90	3.00	0.20	45°	0.90




# ステップハンドルナイフ



## スタンダードタイプ


設定できる刃先の深さは0.15/0.20/0.25/0.30/0.37/0.50/4.0 mmです。  
4mmにした場合ウルトラファインタイプのワンタッチハンドルナイフとして利用できます。

ST-M




サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-300	1.00	3.50	0.20	45°	1.00
ME-302	〃	〃	〃	30°	〃

ST-DK



サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-305	1.40	3.50	0.20	45°	2.20

ST-MDS



サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-310	1.00	3.50	0.20		0.80



すべてのアントンマイヤー製品のダイヤモンドナイフは天然のダイヤモンド原石より研磨されております。




Diamond technology



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

# ステップハンドルナイフ




## ステップフェコ




設定できる刃先の深さは0.15/0.20/0.25/0.30/0.37/0.50/6.00mmです。  
0.15mmから6.00といろいろな深さにカットできる機能がついているので、このナイフはいわゆるステップナイフとしての使用ばかりか、前房への貫通にも利用可能です。

### ST-A-DL



### ST-A-L




サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-332	2.40	4.00	0.20	70°	1.70
ME-333	2.50	"	"	"	1.75
ME-334	2.65	"	"	"	1.85
ME-335	2.80	"	"	"	1.95
ME-336	2.85	"	"	"	2.00
ME-337	3.00	"	"	"	2.10
ME-338	3.10	"	"	"	2.20
ME-339	3.20	"	"	"	2.25

サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-322	2.40	4.00	0.20	70°	1.70
ME-323	2.50	"	"	"	1.75
ME-324	2.65	"	"	"	1.85
ME-325	2.80	"	"	"	1.95
ME-326	2.85	"	"	"	2.00
ME-327	3.00	"	"	"	2.10
ME-328	3.10	"	"	"	2.20
ME-329	3.20	"	"	"	2.25


## クリアーコーニア(シャープサイド)

設定できる刃先の深さは0.15/0.20/0.25/0.30/0.37/0.50/6.00mmです。  
0.15mmから6.00といろいろな深さにカットできる機能がついているので、このナイフはいわゆるステップナイフとしての使用ばかりか、前房への貫通にも利用可能です。

### ST-C-C



### ST-C-C-T



サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-352	2.40	4.50	0.20	90°	1.20
ME-353	2.50	"	"	"	1.25
ME-354	2.65	"	"	"	1.30
ME-356	2.80	"	"	"	1.40
ME-357	2.85	"	"	"	1.42
ME-358	3.00	"	"	"	1.50
ME-359	3.10	"	"	"	1.55
ME-360	3.20	"	"	"	1.60


サイズ オーダーNo.	B	B1	L	D	A	A1	S
ME-385	2.80	3.10	5.00	0.20	83°	1.60	2'30"
ME-386	3.00	3.30	"	"	88°	"	"
ME-387	3.20	3.50	"	"	92°	"	"

## マイクロメーター付ナイフ




## スタンダードタイプ

RK-M




サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-450	1.00	3.50	0.20	45'	1.00

RK-DK




サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-400	1.40	3.50	0.20	45'	2.20

RK-T



サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-420	1.00	3.50	0.20		


RK-E



サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-411	1.00	3.50	0.20	4'	0.20


## ウルトラファインタイプ

RK-M(t)




サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-451	1.00	3.50	0.10	45'	1.00

RK-DK(t)




サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-401	1.40	3.50	0.10	45'	2.20

RK-TC



サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-425	0.80	3.50	0.10	15'	0.20

RK-E(t)



サイズ オーダーNo.	B	L	D	A	S
ME-410	1.00	3.50	0.10	4'	0.20


MODEL RK-M、RK-M(t)は光学ゾーンから角膜の周辺部に向けての切開に適した、ワンカット型エッジ型RKダイヤモンドナイフです(アメリカンテクニック用)。

MODEL RK-DK、RK-DK(t)は角膜の周辺部から光学ゾーンに向けての切開に適した、ツーカット型エッジ型ダイヤモンドナイフです(Prof. Fjodorovテクニック用)。

MODEL RK-TCは乱視横カット用のThorntonアーチ型3エッジRKダイヤモンドナイフです。

MODEL RK-Tは乱視用のThorntonスクエアチップの3エッジ型RKダイヤモンドナイフです。

## フェコチョッパー



ME-550



フェコチョッパーは最も硬いnucleusでも容易にカットができます。この高切断力により、同じくdark brown nucleiでも問題なくカットできます。

**シャープなのに安全**

ブレード部は内側の縦のエッジのみが研磨されています。水平部及び外側のエッジはnucleusを通して安全にチョッパーを引っ張ることができるよう刃は付いていません。

**ブレード長さ0.75mm:一番小さいナイフ**

ブレード長さは0.75mmになっており、前房部に容易に執刀できるよう非常に精密に作られています。ハンドル部はチタン製で表面に高真空チタンニトリドコーティング加工を施しています。

**ブレード交換も簡単**


スペアブレードは別売りです。ブレード交換の際はハンドル部にあるドライバーを使用します(詳細は商品添付説明書参照)。そのため再研磨の返送は一切必要ありません。

## 500倍拡大写真



ダイヤモンド  
ブレード刃先ディスプレイザブル  
スチールブレード刃先

ダイヤモンドにはサファイアやルビーの140倍もの耐摩耗性があります。角膜手術をスムーズに行うなら、ダイヤモンドが一番です。

右の写真は、ダイヤモンドブレードとディスプレイザブルスチールブレードを500倍に拡大したものです。



輪部切開用ナイフ




サイズ オーダーNo.	Cutting depth	B	B1	L	A
ME-700	0.60mm	1.00	0.40	3.00	40°
ME-701	0.65mm	〃	〃	〃	〃

マルチパーパスナイフ



ステップカット、鞏膜隧道隆術、前房部切開、  
IOL挿入時の創口拡大に使用できます。




サイズ オーダーNo.	B	B1	L	D
ME-297	1.00	0.55	4.50	0.15

## 強膜切除用ナイフ

## 強膜切除用ワンタッチハンドルナイフ



刃先角度が $20^\circ$ と非常に鋭角になっております。




サイズ オーダーNo.	B	L	D	A
ME-104DA	0.50	3.50	0.20	$20^\circ$

## 強膜切除用ステップハンドルナイフ




設定できる刃先の深さは、0.15/  
0.20/0.25/0.30/0.37/0.50/3.50mm  
です。



サイズ オーダーNo.	B	B1	L	D	S	A
ME-312	1.0	0.30	3.50	0.20	1.60	$25^\circ$

## 付 属 品



### 1. マイクロメータ用メジャー

MODEL MMA

マイクロメータ付ナイフの刃先の長さ再確認用メジャー。  
メジャーのタイプは以下の2種類あります。

オーダーNo.

ME-409 RK-DK、T共用タイプ

ME-459 RK-M、TC、E共用タイプ



### 2. 滅菌トレー


マイクロメータ用メジャー  
マイクロメータ付ナイフ共用

MODEL T-M

マイクロメータ用メジャー・マイクロメータ付ナイフを  
ホルダーにセットしたまま滅菌が出来ます。

オーダーNo.

ME-499



### 3. ナイフ用滅菌トレー

MODEL T-3

ダイヤモンドナイフ等をホルダーに3本までセットしたまま  
滅菌が可能です。

オーダーNo.

KY-0128

許可番号：13B1X00268

ご用命は

輸入販売元



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー  
東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル  
〒113-0033 TEL: 03-3815-7787 FAX: 03-5802-5931